

Változtatás átvezetésére

kötelezett példány:

nem kötelezett példány:

Példány sorszám:

## Fogászati asszisztens feladatai tejfogak plasztikus tömésének készítésekor MP 003.ST

Készítette: Gaál Lászlóné  
fogászati asszisztens

Átvizsgálta: Dr. Nemes Judit  
a Gyermekfogászati és Preveziós Tanszék vezetője

Jóváhagyta: Dr. Bágyi Kinga  
a Fogorvostudományi Kar dékánja

M ó d o s í t á s o k		
Sorszáma	Dátuma	Leírása
1.	2010. 05.03	Előlap, 3., 4., 5. pontok módosítása
2.	2019. 11. 18.	A dokumentum teljes körű aktualizálása
3.		

**1. Cél:** A tejfogak szuvasodásának gyógyítása, a forma és a funkció helyreállítása.

**2. Alkalmazási terület:**

Tejfogak szuvasodásának ellátására.

**3. Műszerasztal előkészítése:**

- steril műszertálcák, eszközök: tükör, szonda, csipesz, Williams tömő, gömbtömő, exkavátor, Heideman spatula
- gumikesztyű, maszk,
- egyszer használatos fecskendő, tű, érzéstelenítők (Lidocain inj., Ultracain inj., Lidocain spray, ízesített Benzocain zselé)
- articulatio papír
- kézidarabok,
- folyadék tárolására alkalmas üvegek (alkohol, H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, klórhexidin),
- acél fűrők, gyémánt fűrők, (frissura, gömb) polírozó eszközök,
- e.h. nyálszívó és pohár, partedli,
- Arkansas kő, polírgumik

**4. Munkaasztal előkészítése:**

- alábélelő cementek (carboxilát és glasionomer cement)
- üveglap, keverő spatula,
- vazelin, fedő lakk (GIC tömés felszínének védelmére)
- tömőanyagok (kompozit, kompomer, glasionomer)
- fotopolimerizációs lámpa
- matrica feszítő szalaggal, celluloid csík
- foszforsav 30-50%, kis ecset, zománc/dentin bond
- fa és fényvezető ékek

#### 5. Az asszisztens feladatai:

- A gyermek elhelyezése a fogászati székbe, majd megnyugtatása.
- A gyermek öltözékének védelmére nyálkendőt helyezünk a nyakába.
- Az orvos utasítására átnyújtjuk a megfelelő érzéstelenítőszeret.
- Az orvos az üregalakítás, fogtisztítás, szárítás után kéri az alábélelő anyagot. Kompozíciós tömőanyag előtt az orvos a fogat előkezeli (savazás, mosás, szárítás). Kompomer tömőanyag esetén savazás nem szükséges. A tömőanyagokhoz ajánlott bondot a gyártó cég által javasolt módon használjuk egy vagy két rétegben, előírás szerint savazással vagy anélkül. Ezt követően fotopolimerizációs lámpával megvilágítjuk 20mp-re.
- Tömőanyagot nyújtjuk, az orvos behelyezi az üregbe, utána 40mp-re megvilágítjuk.
- Occlusió ellenőrzésére articulációs papírt adunk.
- Ha szükséges gyémánt fűrővel, Arkansas kővel korrigál és polírgumival políroz.
- Kezelés végén öblít a beteg
- Utasítások a beteg ill. a szülő számára (mikor ehetsz, hogyan tisztítsa, stb.)
- A műszerek fertőtlenítése, tisztítása és előkészítése sterilizáláshoz.
- A fogászati kezelőegység fertőtlenítése.

#### 6. Felhasznált irodalom:

1. Dr. Orosz Mihály: Fogászati asszisztensek és dentalhigiénikusok könyve
2. Fazekas Árpád: Megtartó fogászat és endodoncia (tankönyv)